

Dane aktualne na dzień: 02-04-2025 11:15

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/acron-22mm-m-p-728.html>



## ACRON 22mm M

Cena	<b>57,60 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>TEM614</b>
Producent	<b>ROKO S.C.</b>

### Opis produktu

**ACRON** jest przeznaczony do wykonywania płyt protez częściowych – osiadających i częściowych podpartych, elementów retencyjnych w metalowych protezach szkieletowych, mikroprotez, utrzymywaczy przestrzeni. Materiał jest przeznaczony do wykonywania protez dentystycznych wyłącznie metodą wtrysku pod ciśnieniem. Idealna czystość chemiczna ACRONU sprawia, że jest to materiał w pełni biokompatybilny. Jego neutralny wpływ na zdrowie pacjenta potwierdzają certyfikaty Narodowego Instytutu Leków.

#### Zalety protez wykonanych z tworzywa ACRON w porównaniu z klasycznymi protezami akrylowymi:

- brak widocznych klamer
- wysoka estetyka protezy
- wysoka wytrzymałość mechaniczna
- brak resztkowego monomeru
- brak substancji uczulających
- nie podrażnia śluzówki
- nie wywołuje reakcji alergicznych
- klamry nie niszczą szkliwa i przyzębia
- całkowita biogodność – potwierdzona certyfikatami
- możliwość napraw, dostawienia zęba i rebazacji
- najniższa chłonność wilgoci
- łatwa obróbka i możliwość uzyskania wysokiego połysku
- wysoka stabilność koloru
- możliwość regulacji sztywności płyty
- brak odkształceń podczas spożywania gorących płynów
- ACRON CLEAR do wykonywania transparentnych klamer

#### Dane techniczne:

Temperatura formy 90-100 °C

Temperatura topienia 260-280 °C

---

Czas topienia 16-18 min.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**KOLOR:** AJ-LIGHT PINK , AK-KLASSIK , AL-LIGHT , AP-PINK , AR-REGULAR , AS-STANDARD , AT-TRANSPARENT