

Dane aktualne na dzień: 02-04-2025 11:59

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/acron-25mm-l-p-636.html>



ACRON 25mm L

Cena	65,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TEM608
Producent	ROKO S.C.

Opis produktu

ACRON jest przeznaczony do wykonywania płyt protez częściowych – osiadających i częściowych podpartych, elementów retencyjnych w metalowych protezach szkieletowych, mikroprotez, utrzymywaczy przestrzeni. Materiał jest przeznaczony do wykonywania protez dentystycznych wyłącznie metodą wtrysku pod ciśnieniem. Stosowanie wtryskarki MULTIPRESS gwarantuje najlepsze efekty pracy.

Idealna czystość chemiczna ACRONU sprawia, że jest to materiał w pełni biokompatybilny. Jego neutralny wpływ na zdrowie pacjenta potwierdzają certyfikaty Narodowego Instytutu Leków.

Zalety protez wykonanych z tworzywa ACRON w porównaniu z klasycznymi protezami akrylowymi:

- brak widocznych klamer
- wysoka estetyka protezy
- wysoka wytrzymałość mechaniczna
- brak resztkowego monomeru
- brak substancji uczulających
- nie podrażnia śluzówki
- nie wywołuje reakcji alergicznych
- klamry nie niszczą szkliwa i przyzębia
- całkowita biozgodność – potwierdzona certyfikatami
- możliwość napraw, dostawienia zęba i rebazacji
- najniższa chłonność wilgoci
- łatwa obróbka i możliwość uzyskania wysokiego połysku
- wysoka stabilność koloru
- możliwość regulacji sztywności płyty
- brak odkształceń podczas spożywania gorących płynów
- ACRON CLEAR do wykonywania transparentnych klamer

Dane techniczne:

Temperatura formy 90-100 °C

Temperatura topienia 260-280 °C

Czas topienia 19-20 min.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOLOR: AJ-LIGHT PINK , AK-KLASSIK , AL-LIGHT , AP-PINK , AR-REGULAR , AS-STANDARD , AT-TRANSPARENT