

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/acron-granulat-250-g-p-714.html>

ACRON GRANULAT

250 g



Cena	495,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TEM613
Producent	ROKO S.C.

Opis produktu

ACRON jest przeznaczony do wykonywania płyt protez częściowych – osiadających i częściowych podpartych, elementów retencyjnych w metalowych protezach szkieletowych, mikroprotez, utrzymywaczy przestrzeni. Materiał jest przeznaczony do wykonywania protez dentystycznych wyłącznie metodą wtrysku pod ciśnieniem. Stosowanie wtryskarki MULTIPRESS gwarantuje najlepsze efekty pracy.

Idealna czystość chemiczna ACRONU sprawia, że jest to materiał w pełni biokompatybilny. Jego neutralny wpływ na zdrowie pacjenta potwierdzają certyfikaty Narodowego Instytutu Leków.

Zalety protez wykonanych z tworzywa ACRON w porównaniu z klasycznymi protezami akrylowymi:

- brak widocznych klamer
- wysoka estetyka protezy
- wysoka wytrzymałość mechaniczna
- brak reszkowego monomeru
- brak substancji uczulających
- nie podrażnia śluzówki
- nie wywołuje reakcji alergicznych
- klamry nie niszczą szkliwa i przyzębia
- całkowita biogodność – potwierdzona certyfikatami

możliwość napraw, dostawienia zęba i rebazacji

najniższa chłonność wilgoci

łatwa obróbka i możliwość uzyskania wysokiego połysku

wysoka stabilność koloru

możliwość regulacji sztywności płyty

brak odkształceń podczas spożywania gorących płynów

ACRON CLEAR do wykonywania transparentnych klamer

Dane techniczne:

Temperatura formy 90-100 °C

Temperatura topienia 260-280 °C

Czas topienia 14-20 min.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOLOR: AJ-LIGHT PINK , AK-KLASSIK , AL-LIGHT , AP-PINK , AR-REGULAR , AS-STANDARD , AT-TRANSPARENT