

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/dentiflex-24mm-m-6-szt-p-472.html>



DENTIFLEX 24mm M (6 szt.)

Cena	293,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TEM435
Producent	ROKO S.C.

Opis produktu

DENTIFLEX jest nowoczesnym tworzywem poliamidowym przeznaczonym do wykonywania estetycznych protez częściowych. Umożliwia całkowite wyeliminowanie metalowych elementów retencyjnych z częściowych protez osiadających i szkieletowych. Wyjątkowa elastyczność materiału umożliwia wykonanie estetycznych, praktycznie niewidocznych, elementów utrzymujących protezę.

Idealna czystość chemiczna DENTIFLEXU (poliamidu N 120M) sprawia, że jest to materiał w pełni biokompatybilny. Jego neutralny wpływ na zdrowie pacjenta potwierdzają certyfikaty Narodowego Instytutu Leków.

Zalety protez wykonanych z tworzywa DENTIFLEX w porównaniu z klasycznymi protezami akrylanowymi

- brak widocznych klamer – wysoka estetyka protezy
- wysoka elastyczność i wytrzymałość mechaniczną
- brak resztkowego monomeru
- brak substancji uczulających
- nie podrażnia śluzówki
- nie wywołuje reakcji alergicznych
- klamry nie niszczą szkliwa i przyzębia

Zalety protez wykonanych z tworzywa DENTIFLEX w porównaniu ze standardowymi protezami nylonowymi

- całkowita biozgodność – potwierdzona certyfikatami
- możliwość napraw, dostawienia zęba i rebazacji
- najniższa chłonność wilgoci wśród tworzyw dentystycznych
- łatwa obróbka i możliwość uzyskania wysokiego połysku
- większa wytrzymałość na przeginięcie
- wysoka stabilność koloru
- możliwość regulacji sztywności płyty
- brak odkształceń podczas spożywania gorących płynów
- DENTIFLEX CLEAR do wykonywania transparentnych klamer

Dane techniczne

Temperatura formy 90-100 C
Temperatura topienia 250 - 265 C
Czas topienia 15-18 min

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DENTIFLEX KOLOR: DL-LIGHT , DR-REGULAR , DC-RED , NATURAL/TRANSPARENT