

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/formax-pro-formierz-prozniowy-p-141.html>



FORMAX PRO - formierz próżniowy

Cena	2 949,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TFU136
Producent	ROKO

Opis produktu

FORMAX PRO jest urządzeniem niezbędnym do podciśnieniowego formowania szyn wybielających, relaksacyjnych, ochronnych, łyżek indywidualnych i aparatów ortodontycznych.

Dzięki swoim walorom technicznym i estetycznym doskonale sprawdza się zarówno w laboratorium jak i w gabinecie stomatologicznym. Stolik zaciskowy dostosowany do płytek okrągłych o średnicy od 120 — 130 mm oraz kwadratowych o boku 120 —135 mm.

- **wydajna turbina** zapewnia maksymalną skuteczność pracy. siła podciśnienia umożliwia skutecznie formowanie płyt o grubości nawet 6 mm
 - **nowoczesny promiennik** gwarantuje równomierne rozgrzewanie płyty na całej powierzchni
 - **uniwersalna komora** umożliwia użycie płytki jak i granulatu do blokowania podciśnienia
 - **czujnik położenia ramki** automatycznie uruchamia start podciśnienia
 - **szybki uchwyt** modułu grzejnego ułatwia mocowanie i uwalnianie płytki z zacisku
 - **estetyczna obudowa** wykonana z tworzywa epoksydowego, jest trwała i łatwa w utrzymaniu w czystości. Stabilizację zapewniają nóżki - przyssawki
 - **zacisk ramki** stabilnie mocuje płytki o grubości od 0,3mm do 6 mm
 - **ebonitowe rączki** są odporne na wysoką temperaturę i skutecznie zabezpieczają użytkownika przed ewentualnym oparzeniem.
- **timer** po zakończonym odliczaniu urządzenie akustycznie informuje użytkownika o konieczności wykonania następnego etapu.

Parametry techniczne:

- moc - 1400 W
- wymiary (wys.x szer.x gł.) - 315 x 210 x 300 mm
- waga - 5,5 kg

Gwarancja - 3 lata