

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/garnek-polimeryzacyjny-p-1173.html>

Garnek polimeryzacyjny



Cena	1 090,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CRU105

Opis produktu

Bardzo solidny garnek ciśnieniowy zaprojektowany specjalnie do użytku w laboratoriach protetycznych.

Doskonale nadaje się do polimeryzacji akryli:

- naprawy
- ortodoncja
- szkielety
- korony tymczasowe

Łatwy, wygodny i bezpieczny mechanizm zamykania i otwierania pokrywy.

Bezpieczny mechanizm stopniowego wpuszczania powietrza

Blokada uniemożliwiająca zdjęcie pokrywy przed całkowitym wypuszczeniem powietrza.

Pogrubione dno zapewniające równomierne podnoszenie temperatury oraz dłuższe jej utrzymywanie wewnątrz garnka.

Potrójne zabezpieczenie, ciśnieniowa blokada zamka, zawór grzybkowy oraz zawór w uszczelce.

Każdy garnek wyposażony jest w końcówkę do podawania powietrza.

Dane techniczne:

- średnica wewnętrzna 22,0 cm
- wysokość komory 11,5 cm
- ciśnienie robocze: 2,0 - 2,2 bar
- max. dopuszczalne ciśnienie pracy do 2,5 bar
- pojemność: 4,5 litrów
- waga: 2,2 kg