

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 11:45

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/grinder-plyta-robocza-do-metody-klasycznej-p-1170.html>



GRINDER - płyta robocza do metody klasycznej

Cena **123,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **GPA239**

Producent **ROKO**

Opis produktu

Płyta robocza umożliwia docinanie gipsowych łuków zębowych wykonanych metodą klasyczną. Perforacja w płycie pozwala podczas obróbki na skuteczne odprowadzenie pyłów gipsowych z płyty.

Parametry techniczne:

- Materiał - stal nierdzewna
- Wymiary (gr. x szer. x gł.) - 2 x152 x 238 mm
- Waga - 0,42 kg

UWAGA:

- płyta robocza do metody klasycznej jest wyposażeniem dodatkowym i nie wchodzi w zakres dostawy urządzenia