

Dane aktualne na dzień: 06-04-2025 06:01

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/hotty-led-naczynko-do-wosku-p-531.html>



HOTTY LED - naczynko do wosku

Cena	898,90 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MDU488
Producent	RENFERT

Opis produktu

Regulacja temperatury przebiega komfortowo i bezstopniowo poprzez potencjometr. Doskonały kształt, ergonomiczny projekt.

Zalety:

- klawiatura foliowa chroni elementy obsługi przed zanieczyszczeniami;
- łatwe czyszczenie;
- garnek powrotny wosku: poprzez wyboczenie brzegów zbiornika następuje powrót wosku.

Czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny, możliwe indywidualne nastawianie temperatury co jeden stopień. Wyposażone w technikę niskonapięciową