

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 06:24

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/miarka-do-ceramiki-mala-p-112.html>

# MIARKA DO CERAMIKI MAŁA



Cena	<b>101,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>CRA109</b>

## Opis produktu

Miarka do ceramiki służy do precyzyjnego dawkowania masy ceramicznej z pojemniczka i zapewnia dokładne porcjowanie w celu zachowania proporcji podczas mieszania mas ceramicznych. Dostępna w dwóch rozmiarach umożliwiających odmierzenie czterech wielkości materiału.