

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 10:39

Link do produktu: <https://www.sklep.rokodent.com/wax-profi-naczynko-do-wosku-p-533.html>



WAX PROFI - naczynko do wosku

Cena	1 232,20 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MDU490
Producent	RENFERT

Opis produktu

Do częściowej i całkowitej protetyki. Do podgrzewania wosków protetycznych do idealnej temperatury opracowywania.

Zalety:

- do wyboru ciekły lub lepki;
- idealna temperatura opracowywania - w ten sposób unika się przegrzania wosku;
- niezwykle mały skurcz wosków protetycznych;
- wysoka precyzja podczas ustawiania zębów;
- oszczędność czasu;
- bezstopniowa regulacja temperatury 40-110 °C;
- pojemność miski - 120ml
- duża miska do topienia ok.4 płytek woskowych, z krawędzią do ściągania wosku na wewnętrznym brzegu miski.